



# Beställningsguide MK4 Medium och Large

Sid 1/3



Datum \_\_\_\_\_

Brukarens namn \_\_\_\_\_

Ordinatör \_\_\_\_\_

- Meywalk® MK4 Medium** art nr 11200 färg röd/silver I standardutförandet ingår bålstödsring, sadel, rumpstopp, fjädrar, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.
- Meywalk® MK4 Large** art nr 11250 färg svart/silver

## 1. Välj storleksmodell.

**A** Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.


**B** Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

\_\_\_\_\_cm

Ange bålstöds höjd

\_\_\_\_\_cm



- Sadelhöjd 60 - 85 cm\*  
Bålstöds höjd 98 - 131 cm\*  
Meywalk® MK4 Medium art nr 11200

- Sadelhöjd 78,5 - 103 cm\*  
Bålstöds höjd 118 - 151 cm\*  
Meywalk® MK4 Large art nr 11250

\* Mått tagna med belastning på sadeln

## 2. Mät runt bälten.



## 3. Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.

- 70 cm bålstödsring 11101
- 90 cm bålstödsring 11105
- 105 cm bålstödsring 11109
- 120 cm bålstödsring 11113
- 130 cm bålstödsring 11118

## 4. Ange användarens vikt \_\_\_\_\_kg

## 5. Välj fjädrar nedan.

- 20 - 65 kg Gul fjäder 104292
- 65 - 80 kg Blå fjäder 104293
- 80 - 100 kg Röd fjäder 104294
- 100 - 130 kg Grå fjäder 104295



## Beställningsguide MK4 Medium och Large

Tillbehör	Art nr		Tillbehör	Art nr	
<b>6. Välj sadel</b>					
<input type="checkbox"/> Stor sadel med MK4 fäste	11312		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till stor sadel	104262	
<input type="checkbox"/> Mellan sadel med MK4 fäste	11404		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mellan sadel	104261	
<input type="checkbox"/> Minisadel med MK4 fäste	12950		<input type="checkbox"/> Sadelöverdrag med gel till mini sadel	104260	
<input type="checkbox"/> Limpsadel med MK4 fäste	11334		<input type="checkbox"/> Körhandtag för assistans	11760	
<b>7. Välj tillbehör</b>					
<input type="checkbox"/> Magplatta, small	11710				
<input type="checkbox"/> Magplatta, medium	11715				
<input type="checkbox"/> Magplatta, large	11720				
			Tippstöd <input type="checkbox"/> medium 11147 <input type="checkbox"/> large 11148		
					

# Beställningsguide MK4 Medium och Large

Tillbehör

Art nr

 Höftstöd, par 13075

 Bord, transparent  
Medium och Large 11730


Höjdreduceringsbeslag

 medium 11163

 large 11164

 Fotskyddsskenor, långa  
Medium 11160

 Large 11161

 Fotskyddsskenor, korta  
Medium och Large 104303


Tillbehör

Art nr

 Bendelare 11150

 Överdrag till bendelare  
svart 11740


Övrigt:

