

# Splashy



## Badsits



Badstol Splashy säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka  
Tel: 0300-56 97 00, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



# SPLASHY

## Bad och duschstol

**Badstolen Splashy ger stöd och stabilitet för barn och ungdomar som sitter badkaret.** Badsitsen ger både barnet som badar och den som hjälper till en säker och trygg badsituation.

Tack vare att sitthöjden är så låg behöver man inte fylla badkaret med mycket vatten för att få vattnet högt upp på kroppen. Bra för både vattenförbrukningen och miljön!

När Splashy placeras i badkaret finns det också plats för en kompis eller ett syskon att bada ihop med.

## Enkel att justera och tar liten plats

Badsitsen Splashy står stabilt med hjälp av sugpropparna på stolens undersida och är enkel att lyfta bort, så att alla i hela familjen har möjlighet att bada.

## Lätt att rengöra

Badstolen Splashy kan tvättas rent med vanligt, mildt rengörings-medel, t ex diskmedel. Badstolen kan också rengöras i tvättkabinett.



Splashy sitter stabilt med hjälp av sugkoppor på underredet. Fempunktsbälte och fyra stöddynor ingår i standardutförandet.

På bilden ovan visas storlek Small, ca 1 - 8 år.



Stöddynorna är enkla att flytta runt så stödet hamnar där det behövs.



Ryggstödet kan ställas i många olika lägen för att ge bästa sittposition och stabilitet.

På bilden ovan visas storlek Big, ca 7 - 14 år.

## Fakta

SPLASHY (Mått i cm)	stl Small	stl Big
Artkelnr	176-B02-H07-F*	189-B05-H15-F**
Sitthöjd	7	7
Sittbredd	35	45
Sittdjup	30	40
Rygg höjd	61	72
Max brukar vikt	30 kg	55 kg
Vikt	4,7 kg	6,7 kg
Underede längd	30	40
Underede bredd	35	45

\* Splashy Small standardutförande turkosblå sits med gröna bälten.

\*\* Splashy Big standardutförande mörkblå sits med limegröna bälten.

Splashy är en riktig ALLROUND sits som kan användas i badkaret, i duschen, på stranden eller på gräsmattan. Splashy fungerar också suveränt inomhus på golvnivå när man vill leka med sina kompisar!

Tänk på att barn växer fort så välj hellre den större storleken när det är möjligt.

**Lämna aldrig ett barn ensam i badrummet!**



Badstol Splashy säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka  
Tel: 0300-56 97 00  
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

**MAYDAY AID**