

GottaGo



Toalettstol



Toalettstolen GottaGo säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



GottaGo - Bärbar toalettstol

GottaGo är en lätt, bärbar toalettsits för barn med funktionsvariationer och som behöver extra stöd på toaletten.

Komplett med sits, underrede, potta och med en ryggsäck för transport. Toalettstolen GottaGo finns i två storlekar



GottaGo kan ställas i fyra höjder med hjälp av fyra teleskopben.

Enkel att justera

GottaGo kan ställas i olika höjder beroende på om du behöver ställa toalettstolen över en toastol eller om du vill använda stolen som en pottstol, potta ingår!

Rätt sittställning

GottaGo är en innovativ och kompakt toalettsits som är utformad och för att ge ditt barn rätt sittställning för att lättare lyckas med toalettbesöket.


Designad för aktiva familjer som vill ha möjligheten att åka vart som helst, när som helst, men ändå veta att toalettbesöken fungerar som vanligt överallt.

Lätt att rengöra

Toalettstolen GottaGo kan tvättas rent med vanligt, mildt rengörings-medel, t ex diskmedel. Toalettstolen kan också rengöras i tvättkabinett.



Gottago toalettstol med alla tillbehör får plats i ryggsäcken, se bild ovan.



Toalettsitsen GottaGo är utformad för att ge barn det rätta sittstödet för avslappning och möjlighet att lyckas med toalettbesöket.



GottaGo fungerar utmärkt som fristående pottstol. Bakom ryggsstödet finns möjlighet att sätta in eller ta bort pottan, se bild ovan

Fakta

GottaGo	stl 1	stl 2
Artkelnr	183-1600	183-2600
Ca ålder	2 - 5 år	4 - 9 år
längd	90-110 cm	104 - 134 cm
Sittbredd	22,5 cm	27 cm
Sittdjup	22 cm	29 cm
Ryggstödshöjd	24 cm	36 cm
Max brukar vikt	30 kg	30 kg
Vikt	5,8 kg	6,1 kg
Mått ihopslagen	49 x 57 x 19 cm	51 x 56 x 19 cm

GottaGo är en lätt, bärbar toalettsits för barn med funktionsvariationer som behöver extra stöd på toaletten. Komplett med sits, underrede, potta och transportryggsäck. Läs mer om GottaGo på vår hemsida!

Tänk på att barn växer fort så välj hellre den större storleken när det är möjligt.

Lämna aldrig ett barn ensam i badrummet!



Toalettstolen GottaGo säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID